

シャインマスカット長期保存に挑戦

9月25日（水）、3年生活デザイン科「課題研究」の時間に自分たちで栽培したシャインマスカットの長期保存を始めました。

7月26日に北松農業高校を訪問し、同校の竹田先生から長期保存用の給水チューブを分けて頂いていました。

色々な研究では0℃で保存するようですが、電気代節約のため5℃で保存して観察中です。



シャインマスカットの収穫




給水チューブの取り付け



チューブを上にしてコンテナへ



冷蔵庫へ入れる



冷蔵庫内の様子



2週間後の様子